

Especificaciones Técnicas: Mantenimiento correctivo de equipo para el almacenamiento de componentes sanguíneos.

El Centro de Sangre Concepción requiere del servicio de mantenimiento correctivo de equipo asociado al almacenamiento de componentes sanguíneos.

Mantenimiento correctivo Congelador -40°C

Mantenimiento correctivo de 1 congelador marca Haier, modelo DW-40L568J, según las siguientes especificaciones técnicas.

1. Congelador Haier modelo DW-40L568J (S/N BE0HQ2E0000QGN5K0011)

La mantenimiento correctiva debe contemplar al menos lo siguiente:

1. Identificar fuga de gas
2. Reemplazar compresor
3. Realizar recarga del gas R290
4. Comprobar correcto funcionamiento del equipo

Incluye un compresor nuevo, carga de gas R290, la instalación y puesta en marcha. Mantenimiento correctiva debe contar con al menos 3 meses de garantía.

El oferente debe certificar ser servicio autorizado por el fabricante.

El precio máximo para la mantenimiento correctiva no debe exceder \$ 1.400.000 (IVA incluido).